

SafeSeal SurPhob 300 µl, Typ Rainin LTS, steril

Filterspitzen, Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VTL250 | Biozym

82,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: ja

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

- Passend für Rainin® Ein- und Mehrkanal Pipetten des LiteTouch® System (LTS®)
- Schonendes Pipettieren durch geringen Kraftaufwand beim Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
- Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität gefertigt Racks und Einsätze bestehen aus über 60% recyceltem Polypropylen
- Frei von DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitoren, Pyrogenfrei

Passend für:

- Rainin L-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L8-300XLS+ 300µl 20 - 300 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L12-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin LA6-300XLS 300 µl 20 - 300 µl Manuell adjustierbar 6-Kanal
- Rainin LA8-300XLS 300 µl 20 - 300 µl Manuell adjustierbar 8-Kanal
- Rainin E4-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E8-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E12-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin EA6-300XLS 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch adjustierbar 6-Kanal
- Rainin EA8-300XLS 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch adjustierbar 8-Kanal

Rainin, LiteTouch und LTS sind eingetragene Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.