

## SurPhob Spitzen 1000 µl, XL, Typ R. LTS, steril

Low Binding, graduert  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VTL168 | Biozym



**62,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Farbe:** farblos

**Filter:** nein

**Graduierung:** ja

**Länge:** XL

**Low Binding:** ja

**Maximalvolumen:** 1000 µl

**Pipettenspitzen Linie:** SurPhob

**Spezialeigenschaften:** Rainin Typ

**Sterilität:** ja

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück

- Passend für Rainin® Ein- und Mehrkanal Pipetten des LiteTouch® System (LTS®)
- Schonendes Pipettieren durch geringen Kraftaufwand beim Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
- Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität gefertigt Racks und Einsätze bestehen aus über 60% recyceltem Polypropylen
- Frei von DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitoren, Pyrogenfrei

#### Passend für:

- Rainin L-1000XLS+ 1000 µl 100 - 1000 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L8-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L12-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin LA6-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell adjustierbar 6-Kanal
- Rainin LA8-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell adjustierbar 8-Kanal
- Rainin E4-1000XLS+ 1000 µl 100 - 1000 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E8-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E12-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin EA6-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch adjustierbar 6-Kanal
- Rainin EA8-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch adjustierbar 8-Kanal

Rainin, LiteTouch und LTS sind eingetragene Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.