

iFuge UC02R

Kühlzentrifuge, Basiseinheit ohne Rotor



1 Stück

Artikel-Nr.: 552660 | Biozym

2.850,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Display (LCD): ja

Drehzahlregelung/Timer: ja

Farbe: weiß

Kapazität: 1.5/2 ml, 15 ml, 50 ml, 96 Well Platte

Kategorie: Zentrifuge

Kühlung: ja

max. RCF (x g): bis 22000

Positionen (1.5/2.0 ml): 25-44

Produktlinie: iFuge UC02R

Verpackung: 1 Stück

Eigenschaften

- Kühlzentrifuge inkl. Kühlung bis -10°C mit Cooling Preset
- Maximale Drehzahl: 15.000 rpm (2.633 bis 22.388 g je nach Rotor)
- Diverse Rotoren für Swing Out und Fixed Angle verfügbar (mit automatischer Rotor-Erkennung)
- Wartungsfreier Brushless Motor
- Digitales Display