


8-Cap Strip, farblos, extra robust

Wide Area Optical Indented Flat

DNase-, RNasefrei



Beutel à 300 Streifen

Artikel-Nr.: 712174 | Biozym

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: optischer Flachdeckel

Eigenschaften: Real-Time PCR, robust

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-CapStrips

Produktlinie: Premium Line

Verpackung: Beutel à 300 Streifen