

ClipTip 12.5 µl Ext., pink
für F1 ClipTip Pipetten 2 µl und 10 µl
für E1 Pipetten 12.5 µl (nicht 384er Format)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674500E | Thermo | Herstellernummer: 94410060

57,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 12.5 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück