

ClipTip 12.5 µl Ext., Filter, pink, steril

für F1 ClipTip Pipetten 2 µl und 10 µl
für E1- Pipetten 12.5 µl (nicht 384er Format)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674506E | Thermo | Herstellernummer: 94420063

84,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 12.5 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück