

ClipTip 12.5 µl extra lang, pink 384er

für E1-ClipTip Pipetten 12.5 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674565E | Thermo | Herstellernummer: 94410070



374,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: extra normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 12.5 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 384 Stück