

ClipTip 12.5 µl, Ext. Filter, steril, pink 384er

für E1-ClipTip Pipetten 12.5 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674567E | Thermo | Herstellernummer: 94420073

595,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 12.5 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 384 Stück