

15 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

Tube = Polystyrol, Deckel = PE

17 x 118 mm



4 Beutel à 125 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0198 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3128-350-028-9

202,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR

Sterilität: steril

Verpackung: 4 Beutel à 125 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 15 ml