

PE anti-mouse CD217 (IL-17RA)

Rat IgG2b, kappa
S19010F

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B106904 | **BioLegend** | Herstellernummer: 106904

198,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S19010F

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

PE anti-mouse CD217 (IL-17RA)

Clone: S19010F

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: IL17-RA, CD217

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24179>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>