

## PE anti-mouse Arginase 1

Rat IgG2b, kappa

W21047I

**BioLegend**  
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B165803 | **BioLegend** | Herstellernummer: 165803

**100,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ICFC

**Clone:** W21047I

**Format:** PE

**Isotype:** kappa, Rat IgG2b

**Species of Origin:** Rat

**Verpackung:** 25 µg

PE anti-mouse Arginase 1

Clone: W21047I

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other\_Names: Arginase 1, liver type Arginase, Type I Arginase, ARG1

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App\_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23520>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>