

PE anti-human CD236 (Glycophorin C) Recombinant

Mouse IgG1, kappa
QA20A41

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B378207 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 378207

128,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: QA20A41
Format: PE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD236 (Glycophorin C) Recombinant

Clone: QA20A41
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: GE, GPC, CD236, PAS-2, CD236R, PAS-2', GLPC, GYPC, GPD
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23804>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>