

## SimplyLoad DNA-Leiter 100 bp

100 Anwendungen


100 bp - 1000 bp

500 µl

Artikel-Nr.: 850327 | **Lonza** | Herstellernummer: 50327

**169,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Bandenanzahl:** 10

**Eigenschaften:** ready-to-load

**Kategorie:** Elektrophorese

**Produkttyp:** DNA Leiter

**Trennbereich:** 100 bp - 1 kb

**Verpackung:** 500 µl

### Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge
- Auch im „SimplyLoad“ Format, d. h. gebrauchsfertig angesetzt in TE-Puffer mit 1 x Ficoll Proben Ladepuffer (mit Bromphenolblau und Xylencyanol)

### Die Daten:

- 10 Fragmente von 100 - 1000 bp, Schrittweite 100 bp
- Konzentration: 100 ng/µl

### Lagerbedingungen:

2 - 8 °C