

SimplyLoad Tandem DNA-Leiter

100 Anwendungen


100 bp - 12000 bp

500 µl

Artikel-Nr.: 850333 | **Lonza** | Herstellernummer: 50333

203,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Bandenanzahl: 21

Eigenschaften: 2 Schrittweiten, ready-to-load

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA Leiter

Trennbereich: 100 bp - 12 kb

Verpackung: 500 µl

Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge
- „SimplyLoad“ Format, d. h. gebrauchsfertig angesetzt in TE-Puffer mit 1 x Ficoll Proben Ladepuffer (mit Bromphenolblau und Xylencyanol)

Die Daten:

- 21 Fragmente von 100 - 12.000 bp, Schrittweite 100 bzw. 1000 bp
- Konzentration: 200 ng/µl
- 1000 und 5000 bp Banden sind zur einfacheren Identifikation stärker gefärbt

Lagerbedingungen:

2 - 8 °C