

FITC anti-human CD45 Recombinant

Mouse IgG1, kappa
QA21A24

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B384406 | **BioLegend** | Herstellernummer: 384406

87,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: QA21A24

Format: FITC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

FITC anti-human CD45 Recombinant

Clone: QA21A24

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CD45, Leukocyte Common Antigen (LCA), T200

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23998>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>