

## PE anti-human CD32B/C

Mouse IgG1, kappa  
4F5/CD32

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B398404 | **BioLegend** | Herstellernummer: 398404

**268,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** 4F5/CD32  
**Format:** PE  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG1  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

PE anti-human CD32B/C

Clone: 4F5/CD32  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: FCGR2B, FCgRIIB, FCGR2C, FCRIIC, IGFR2, CD32  
Size: 100 tests

Reactivity: Human  
Format: PE  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21083>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>