

Purified anti-human CXCL2

Goat Polyclonal IgG

Poly5211

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B521102 | **BioLegend** | Herstellernummer: 521102

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Direct ELISA
Clone: Poly5211
Format: PURE
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CXCL2

Clone: Poly5211
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Other_Names: Gro2, Macrophage inflammatory protein (MIP-2)
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: Direct ELISA
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23331>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>