

Recombinant Human CLEC2D/OCIL (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B565106 | **BioLegend** | Herstellernummer: 565106

423,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 100 µg

Recombinant Human CLEC2D/OCIL (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: CLEC2D, C-type lectin domain family 2 member D, C-type lectindomain family 2, member D, C-type lectin related f, Lectin-like NKcell receptor, Lectin-like transcript 1, LLT1, LLT1 Osteoclastinhibitory lectin, OCIL, OCILmember D, CLAXLLT-1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23853>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>