

Purified anti-IBA1

Mouse IgG2a, kappa
A19290E

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B615352 | **BioLegend** | Herstellernummer: 615352

237,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICFC, IHC-P, WB
Clone: A19290E
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-IBA1

Clone: A19290E
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: IBA1, Allograft Inflammatory Factor 1, IRT-1, Interferon Gamma Responsive Transcript
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, IHC-P, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23963>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>