

Purified anti-CD326 (EpCAM)

Rat IgG2a, kappa
W21090A

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B624151 | **BioLegend** | Herstellernummer: 624151

102,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICC, IHC-P

Clone: W21090A

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

Purified anti-CD326 (EpCAM)

Clone: W21090A

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Ep-CAM, tumor associated calcium signal transducer 1, epithelial cell surface antigen, epithelial glycoprotein 2, EGP2, adenocarcinoma associated antigen, TROP1

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, ICC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23974>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>