

Purified anti-NOS3 (eNOS)

Rat IgG2b, kappa
W22110B

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B626751 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 626751

140,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, ICFC, IHC-P, WB

Clone: W22110B

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

Purified anti-NOS3 (eNOS)

Clone: W22110B

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: Nitric oxide synthase 3 (NOS3), Endothelial Nos (eNos), constitutive NOS (cNOS)

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, ICC, WB, ICFC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24256>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>