

50 ml PerformR FS Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0091 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3095-340-008-9

168,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Boden: konisch mit Stehrand

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR FS

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes, 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 50 ml