

384 Well Assay Plate, 0.12 ml, clear
rounded Square Well, cut A1/P1
flat base



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0254 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0254

334,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Application: Assay

Eckanschnitt: A1/P1

Eigenschaften: Flachboden

Farbe: farblos

Kategorie: 384-Well Platte

Verpackung: Packung à 100 Stück