

96 Well Assay Plate, 0.35 ml, black, Round Well

cut A1/H1

flat base



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0263 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0263

334,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Application: Assay

Eckanschnitt: A1/H1

Eigenschaften: Flachboden

Farbe: schwarz

Kategorie: 96-Well Platte

Verpackung: Packung à 100 Stück