

## 96 Well Assay Plate, 0.35 ml, white, Round Well

cut A1/H1

flat base



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0273 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0273

**334,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Application:** Assay

**Eckanschnitt:** A1/H1

**Eigenschaften:** Flachboden

**Farbe:** weiß

**Kategorie:** 96-Well Platte

**Verpackung:** Packung à 100 Stück