


## Microplate 384 Lid, clear

Low Profile, cut A1/P1  
without condensation rings



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0280 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0280

**159,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Eckanschnitt:** A1/P1

**Eigenschaften:** ohne Kondensationsringe

**Farbe:** farblos

**Kategorie:** 384er Deckel

**Profil:** Low Profile

**Verpackung:** Packung à 100 Stück