


Microplate 384 Lid, clear
cut corners A1/P1
without condensation rings, gamma irradiated



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0281 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0281

192,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A1/P1

Eigenschaften: ohne Kondensationsringe

Farbe: farblos

Kategorie: 384er Deckel

Profil: Low Profile

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 100 Stück