


Microplate 96 Lid, clear
cut corners A1/H1
with condensation rings



Packung à 80 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0282 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0282

116,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A1/P1

Eigenschaften: ohne Kondensationsringe

Farbe: farblos

Kategorie: 96er Deckel

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 80 Stück