


Microplate 96 Lid, clear
cut corners A1/H1
with condensation rings, gamma irradiated



Packung à 80 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0283 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0283

234,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A1/P1

Farbe: farblos

Kategorie: 96er Deckel

Profil: Low Profile

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 80 Stück