

Microplate 24 Lid, clear
cut corner A1
without condensation rings, gamma irradiated



Packung à 80 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0286 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0286

128,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A1

Eigenschaften: ohne Kondensationsringe

Farbe: farblos

Kategorie: 24er Deckel

Profil: Low Profile

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 80 Stück