


8 Well PCR Tube Strip Adapter, white PC

cut H1

96 Well skirted frame



Packung à 18 Adapter

Artikel-Nr.: AF4TI-0371 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0371

122,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1

Farbe: weiß

Format: full skirted

Kategorie: Zubehör

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 18 Adapter