


Non-Skirt PCR Plate Adapter, clear PC

cut H1

96 Well skirted frame



Packung à 18 Adapter

Artikel-Nr.: AF4TI-0373 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0373

122,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1

Farbe: farblos

Format: full skirted

Kategorie: Zubehör

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 18 Adapter