


0.2 ml Dual-Cap PCR Tube Rack, white PC

cut H1/H12, 48 Well skirted frame (SBS)
for 0.2 ml Dual-Cap PCR Tubes (4TI-0791)



ohne Tubes

Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AF4TI-0374 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0374

398,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1/H12

Farbe: weiß

Kategorie: Zubehör

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 10 Racks