


FrameStar 384 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

cut A24/P24

Skirt, Roche style



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0380-C | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0380/C

224,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eckanschnitt: A24/P24

Eigenschaften: rigid frame, Roche-Typ

Farbe: farblos

Farbe Wells: farblos

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 30 µl

Diese 384-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgendem qPCR Cycler

ROCHE LC480