


FrameStar 384 PCR Plate, white Wells, black Frame

cut A24

Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0385 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0385

215,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eckanschnitt: A24/P24

Eigenschaften: rigid frame

Farbe: Rahmen: schwarz

Farbe Wells: weiß

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 30 µl