

FrameStar 384 PCR Plate, black Wells, black Frame

cut A24

Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0386 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0386

270,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A24/P24

Eigenschaften: rigid frame

Farbe: Rahmen: schwarz

Farbe Wells: schwarz

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 30 µl