


FrameStar 384 PCR Plate, frosted Well, clear Frame

cut A24

Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0387 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0387

245,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A24/P24

Eigenschaften: rigid frame

Farbe: frosted, Rahmen: farblos

Farbe Wells: frosted

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 30 µl