


FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, purple Frame

Low Profile, cut H1

Non-Skirted



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0720 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0720

224,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1

Eigenschaften: rigid frame

Farbe: farblos, Rahmen: violett

Format: unskirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml

Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern:

AGILENT / STRATAGENE

-AriaMx

ANALYTIK JENA / BIOMETRA

-Trobot 96, SpeedCycler2 (SP, SPR)

BIO-RAD

- C1000 Touch, S1000

- CFX96 Touch, CFX96 Touch Deep Well, CFX connect

BIO-RAD MJ RESEARCH

-PTC100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ / 240™

- Chromo4™

- Opticon2™

EPPENDORF

-MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1

-Mastercycler™ ep realplex

GE HEALTHCARE / AMERSHAM

- MegaBACE™ 500, MegaBACE™ 1000 mark 2

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

PEQLAB / VWR

-peqSTAR 96X

SENSOQUEST

- Labcycler

TECHNE

- TC412, TC512, Genius, Genius Quad, Touchgene, Touchgene Gradient, Flexigene
- Quantica