

FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

Low Profile, cut H1

Non-Skirted



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0720-C | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0720/C

219,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1

Eigenschaften: rigid frame

Farbe: farblos, Rahmen: farblos

Format: unskirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml