

96 Well PCR Plate, clear

High Profile, cut H12
Semi-Skirt, with Uprand (ABI)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0735 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0735

183,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Eigenschaften: ABI-Typ

Farbe: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml

Diese Platte ist passend für:

ABI® LIFE TECHNOLOGIES/THERMO FISHER SCIENTIFIC

- Thermal Cyclers (96 well standard block): Veriti | Proflex | Simplicamp | GeneAmp® 2700/2720/9600/9700
- qPCR Cyclers (96 well standard block): 7000 | 7300 | 7500 | 7700 | 7900 HT | QuantStudio™ 3/5/6/7/12K | ViiA7™
- Sequencers (96 well block): 3100 | 3130XL | 3500 | 3500XL | 3730 | 3730XL

SENSOQUEST

- Thermal Cyclers (96 well block): Labcycler