

96 Well PCR Plate, frosted

High Profile, cut H12
Semi-Skirt, with Uprand (ABI)



Packung à 50 Stück



Artikel-Nr.: AF4TI-0736 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0736

208,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H12
Eigenschaften: ABI-Typ
Farbe: frosted
Format: semi skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: Azenta
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 50 Stück
Volumen: 0.2 ml