

96 Well PCR Plate, white

Low Profile, cut H1

Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0741 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0741

208,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1

Farbe: weiß

Format: full skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml