

16 Well PCR Plate Segment, clear

High Profile

Non-Skirted



Abbildung ähnlich

Packung à 300 Segmente

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-16 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0750/16

220,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Format: unskirted

Kategorie: 16-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 300 Segmente

Volumen: 0.2 ml