

16 Well PCR Plate Segment, yellow

High Profile

Non-Skirted



Abbildung ähnlich

Packung à 300 Segmente

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-16-Y | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0750/16/Y

220,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb

Format: unskirted

Kategorie: 16-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 300 Segmente

Volumen: 0.2 ml