

24 Well PCR Plate Segment, clear

High Profile

Non-Skirted



Abbildung ähnlich

Packung à 200 Segmente

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-24 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0750/24

209,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Format: unskirted

Kategorie: 24-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 200 Segmente

Volumen: 0.2 ml