

24 Well PCR Plate Segment, blue

High Profile

Non-Skirted



Abbildung ähnlich

Packung à 200 Segmente

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-24-B | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0750/24/B

209,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: blau

Format: unskirted

Kategorie: 24-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 200 Segmente

Volumen: 0.2 ml