

32 Well PCR Plate Segment, yellow

High Profile

Non-Skirted



Abbildung ähnlich

Packung à 150 Segmente

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-32-Y | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0750/32/Y

209,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb

Format: unskirted

Kategorie: 32-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 150 Segmente

Volumen: 0.2 ml