

48 Well PCR Plate Segment, yellow

High Profile

Non-Skirted



Abbildung ähnlich

Packung à 100 Segmente

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-48-Y | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0750/48/Y

201,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb

Format: unskirted

Kategorie: 48-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 100 Segmente

Volumen: 0.2 ml