

8 Well PCR Plate Segment, green

High Profile

Non-Skirted



Abbildung ähnlich

Packung à 600 Segmente

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-8-G | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0750/8/G

220,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: grün

Format: unskirted

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 600 Segmente

Volumen: 0.2 ml