

96 Well PCR Plate, clear

High Profile, cut H12

No-Skirt, breakable horizontally



Packung à 50 Stück



Artikel-Nr.: AF4TI-0750-TA-12 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0750/TA/12

197,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Farbe: farblos

Format: unskirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml